




Qué ves?



Belleza  
Forma  
Integración

ceramco<sup>®</sup>**iC**  
Cerámicas Integradas





## IC EL FUTURO

La visión es el arte de ver lo que es invisible para otros. Cerámico iC es el visionario del nuevo sistema integrado que le permitirá crear restauraciones de porcelana fundida sobre metal (PFM), prensado sobre metal (PSM) y total cerámica (TC) con una porcelana única. Con Cerámico iC, su laboratorio puede mejorar la capacidad actual de producción en términos de belleza, almacenamiento y eficiencia, permitiéndole realizar rehabilitaciones sin añadir pasos ó tareas adicionales. Cerámico iC le abrirá los ojos al mundo de la restauración integrada, lo que le permitirá ver mayores oportunidades en el mercado. Con Cerámico iC el futuro es algo más que un vistazo... es el ahora.

## PORCELANA UNIVERSAL

Gracias a su fórmula patentada, Cerámico iC funde su tradicional pasta opaca de dos capas en un proceso de una sola capa, ahorrándole un ciclo de cocción completo para cada PFM y para cada PSM de una restauración artesanal. Además, Cerámico iC cuenta con un rango de cocción rápido para ahorrarle tiempo. Y debido a que en su laboratorio puede utilizar porcelana integrada Cerámico iC para todas sus restauraciones (incluyendo Total Cerámica y prensado sobre metal) Ud. se dará cuenta de la eficiencia en el stock, ya que con Cerámico iC reduce el número de sistemas de porcelana que guarda y mantiene.

- .Pasta Opaca de una sola aplicación
- .Cocción rápida
- .Reduce y mejora el aerodinamismo

### LAB

- 1 Sistema de porcelana (PFM, PSM & AC)
- 1 Pasta opaca (PFM & PSM)
- 1 Lingote (TC & PSM)
- 1 Sistema de Tonos
- 1 Inventario

## CARACTERISTICAS & BENEFICIOS

### Odontólogos

Integración de tonos  
Reduce Inventario

Resalta la belleza de las coronas incrementando su translucidez

Consistencia en tonos para casos combinados y carillas delgadas

Aumenta la estética  
Satisfacción del paciente

Pasta Opaca de una sola aplicación  
Tinte y glaseador de una aplicación  
Porcelana de cocción rápida

Incrementa rendimiento  
Proceso efectivo

Mejoramiento de la dureza vs. Otras opciones prensables TC

## INDICACIONES IC

- Aplicaciones de la porcelana fundida sobre metal: restauraciones individuales y múltiples (arco completo)
- Aplicaciones de prensado sobre metal: restauraciones individuales y múltiples (arco completo)
- Aplicaciones de total cerámica: unidades de anteriores y premolares (a través del según premolar) coronas, carillas (0,3 mm), inlays y onlays

## Carillas de porcelana




## Cerámica prensable



## TABLA DE SERIE DE LINGOTES

Serie de Lingotes Ceramco IC	Cree los siguientes tonos Ceramco IC	Referencia a Tono de la Serie de Vita 3D Master
V50	CC-000*, CC-001, CC-002, CC-003	0M1, 0M2, 0M3
VS1	A1, B1, B2	1M1, 1M2, 2L1.5, 2L2.5, 2M1, 2M2
VS2	A2, A3, D3	2R1.5, 2R2.5, 3L1.5, 3M2, 3R1.5
VS3	C1, C2, C3, C4, D2, D4	3M1, 4L1.5, 4M1, 4R1.5, 5M1
VS4	B3, B4	2M3, 3L2.5, 3M3, 3R2.5
V55	A3.5, A4	4L2.5, 4M2, 4M3, 4R2.5, 5M2, 5M3



### Total cerámica y Prensada sobre metal

Ceramco IC ofrece una amplia gama de lingotes para cualquier estilo de prensado. Con la habilidad de usar un lingote para ambas, todas las cerámicas y prensado sobre metal; usted podrá agrupar su trabajo, creando eficiencia en el prensado e incrementando el rendimiento. La fortaleza de la porcelana de prensado Ceramco IC permite prensar laminas de carillas tan delgadas como 0.3 mm.



Un lingote. Total cerámica y prensado sobre metal en un solo ciclo de prensado.

**ceramco<sup>®</sup>IC**  
Cerámicas Integradas

### PRENSADO IC

Estilo de Lingote IC	Disponibilidad de Tonos	Uso Recomendado	Opción de Tamaño
46 Tonos de Lingotes	16 A-D 26 Tonos de la serie de Tonos CC. 4 Blanqueados	Excelente para trabajos de alta estética de anteriores; recortar y añadir esmalte para mejorar la vitalidad.	2 gr estrecho
6 Valores de Serie de Lingotes	V50, VS1, VS2, VS3, VS4, VS5	La elección perfecta para una estupenda estética en posteriores y una eficiente técnica de adición de tintes y prensado del contorno completo	2 gr estrecho 2 gr ancho 5 gr ancho
6 Lingotes Neutros	CC-0C1, CC-0I, CC-0J, CC-0K, CC-0L, CC-0M, CC-0N, CC-0O, CC-0P, CC-0Q, CC-0R, CC-0S, CC-0T, CC-0U, CC-0V, CC-0W, CC-0X, CC-0Y, CC-0Z	Rango de opacidad vs. Translucidez de los lingotes, óptima para carillas laminadas, inlays/onlays	2 gr estrecho

### TONOS IC

46 Tonos - Disponibles en opaco en pasta, dentinas, dentinas opacas, lingotes, tonos de tintes para dentina

16 A-D tonos

26 Tonos de la serie CC compatibles con los tonos de la serie Vita 3D Master\*

4 Blanqueados

### ESTETICA MEJORADA IC

Ahora tiene la opción de crear coronas muy bonitas. Ceramco IC tiene consistencia en la fluorescencia a través de todos sus tonos.

Además con la vitalidad del opalescente IC, usted tiene la capacidad para duplicar las características ópticas de la dentición natural.



Fluorescencia  
Consistente



Opalescencia  
Vibrante



(\* Vita <sup>®</sup> y 3D Master son marcas registradas de Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.



**ceramco<sup>®</sup>iC**  
Cerámicas Integradas

 **OLYMPIC DENTAL**  
Representante Exclusivo

Manuel R. Trelles 2749 (C1416BSG) - Buenos Aires - Argentina  
Te./Fax. (+5411) 4582-8080. E-mail: [ventas@olympicdental.com](mailto:ventas@olympicdental.com)  
[www.olympicdental.com](http://www.olympicdental.com)